

**ECLIPSE 5®**

# ENTREGA DE OXÍGENO PORTÁTIL PROBADA.

**Clínicamente eficaz.  
Versatilidad inigualable.  
Rendimiento fiable.**

*eclipse* 5  
autoSAT®

  
**CAIRE®**  
*O<sub>2</sub> is what we do.*

# ESTABLECIENDO EL ESTÁNDAR EN OXÍGENO PORTÁTIL.

El galardonado concentrador de oxígeno transportable Eclipse 5 combina opciones de flujo continuo y de dosis de pulso en un dispositivo que ofrece una mayor flexibilidad para las altas hospitalarias, los viajes y la portabilidad diaria. Su rendimiento clínico probado permite que el concentrador se adapte al paciente, y no que el paciente se tenga que adaptar al concentrador, lo que lo convierte en el compañero perfecto para los pacientes que quieren mantenerse activos.

## Suministro de oxígeno clínicamente efectivo



### Tecnología inteligente para garantizar la saturación

**autoSAT®** Titulación automática adaptada a la frecuencia respiratoria del paciente

**Tiempo de entrega ajustable** Maximiza la cantidad de oxígeno inhalado

**UltraSense®** Tecnología de detección de respiración de alta sensibilidad

**myCAIRE™** Solución de telemedicina



### Entrega de dosis continua o en pulsos para adaptarse a las necesidades de cada paciente

Con 6 configuraciones de flujo continuo de hasta 3 LPM y 9 configuraciones de flujo de pulso de hasta 192 ml por bolo, el concentrador Eclipse 5 es perfecto para una amplia gama de pacientes.

## Versatilidad y facilidad de uso incomparables



### Compacto y portátil

Solo 8,5 kg de peso y un carrito de viaje fácil de colocar con asa telescópica y ruedas duraderas.



### Pantalla de fácil lectura

Letras de gran tamaño y pantalla LCD en LPM o ml para una verificación más precisa de la prescripción.



### Mayor duración de la batería

Más de 5 horas de duración de la batería con capacidad de recarga mientras está enchufado a una fuente de alimentación de CC en la mayoría de las configuraciones.



### Permite viajar en avión

Aprobado por la FAA para viajar en aerolíneas comerciales.



### Silencioso

Con 40 dBa, el nivel de sonido es uno de los más silenciosos del mercado.



### Se puede utilizar de forma ininterrumpida

Satisface una amplia variedad de necesidades para todas las fases de la actividad.

## Calidad y rendimiento probados



### Fiabilidad líder del sector

Tasa de fiabilidad superior al 99 % sin necesidad de configuración.



### Mínimo mantenimiento

Diseño robusto con tecnología de lecho de tamiz superior que reduce el mantenimiento necesario.



### Garantía integral a largo plazo

CAIRE fue el primer fabricante en ofrecer una garantía de 3 años para el concentrador y los tamices.



### Potente tecnología de separación de aire

La adsorción por oscilación de presión al vacío (VPSA) es la forma más eficiente de suministrar oxígeno de alta pureza.



# DISEÑADO PARA LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE.

**Pantalla grande y fácil de leer**



**Capacidades de entrega de oxígeno personalizada para satisfacer los requisitos de una amplia gama de prescripciones**

**Funciones inteligentes para que los pacientes dispongan en todo momento de la saturación adecuada**

**Batería de larga duración: dura lo suficiente para permitir que los pacientes puedan estar activos**

**Amplia cartera de accesorios para que los pacientes puedan ir a donde deseen**

**Carro extraíble para una mayor flexibilidad**





## La asistencia continua que necesitan con CAIRE.

Nuestros productos innovadores abordan las necesidades de pacientes nuevos y altamente ambulatorios, pacientes de alto flujo en etapas posteriores y el resto de pacientes. Todo de un solo proveedor de confianza.

CAIRE lleva más de 50 años diseñando y ofreciendo las mejores tecnologías y servicios para dar soporte a la terapia de oxígeno.



Más información:

Tel: (+52) 55 6992 8350

[usoxygenbrands.com.mx](http://usoxygenbrands.com.mx)

  @usoxygenbrands

**US OXYGEN**  
*brands*

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto.

Los productos CAIRE cuentan con la confianza de pacientes, proveedores, médicos y militares a nivel mundial. Permítanos poner nuestra experiencia a su disposición.

  
**CAIRE**<sup>®</sup>  
*O<sub>2</sub> is what we do.*