

**FREESTYLE® COMFORT®**

**UN NUEVO ESTÁNDAR EN  
OXÍGENO PORTÁTIL.**

**Entrega inteligente de O<sub>2</sub>.  
Comodidad  
incomparable.  
Diseño duradero.**

  
**CAIRE®**  
*O<sub>2</sub> is what we do.*

# LA INNOVACIÓN SE UNE A LA OXIGENOTERAPIA.

Amplíe la zona de confort de sus pacientes con este innovador y potente dispositivo. Su rendimiento clínico avanzado facilita que los pacientes mantengan la saturación adecuada, lo que les permitirá estar activos y saludables.

## Suministro de oxígeno clínicamente efectivo



### Tecnología inteligente para garantizar la saturación

- autoSAT®** Titulación automática adaptada a la frecuencia respiratoria del paciente
- autoDOSE** Entrega automática de pulsos cuando no se detecta respiración
- UltraSense®** Detección de respiración de alta sensibilidad
- myCAIRE™** Solución adaptada a la telemedicina



### Caudales flexibles para adaptarse a las cambiantes necesidades de cada paciente

Con 5 configuraciones y hasta 1050 ml de oxígeno por minuto, FreeStyle Comfort ofrece flexibilidad en las opciones de tratamiento, cubriendo así una amplia gama de prescripciones.

## Comodidad y confort sin igual



### Diseño compacto y ligero

Con solo 25,4 cm de altura y 2,3 kg, es similar en tamaño a un libro y pesa menos que un bolso.



### Silencioso

Produciendo tan solo 39,9 dBA, el nivel de sonido es un poco más alto que un susurro e inferior al sonido de una nevera.\*\*



### Diseñado ergonómicamente

La silueta curva que está en contacto con el cuerpo reduce el movimiento y los rebotes.



### Pantalla de fácil lectura

Letra grande, pantalla LCD multicolor y teclado que brilla en la oscuridad.



### Dura todo el día

La batería de 8 celdas dura hasta 8 horas y la batería de 16 celdas dura hasta 16 horas.\*



### Permite viajar en avión

Cumple con los requisitos de la FAA para viajes en aerolíneas comerciales.

## Calidad y soporte probados



### Fiabilidad líder del sector

Tasa de fiabilidad superior al 99 % sin necesidad de configuración.



### Mínimo mantenimiento

Diseño robusto con tecnología de lecho de tamiz superior que reduce el mantenimiento necesario.



### Garantía integral a largo plazo

CAIRE es el primer fabricante en ofrecer una garantía de 3 años para el dispositivo y los tamices.



# DISEÑADO PARA LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

**Funciones inteligentes para que los pacientes dispongan en todo momento de la saturación adecuada**

**Pantalla a color grande y fácil de leer**

**Pequeño y ligero (2,3 kg)**

**Batería de larga duración: dura lo suficiente para que los pacientes pasen fuera todo el día**

**Diseño ergonómico curvo para permitir que los pacientes se muevan con libertad**






## La asistencia continua que necesita con CAIRE.

Nuestros productos innovadores abordan las necesidades de pacientes nuevos y altamente ambulatorios, pacientes de alto flujo en etapas posteriores y el resto de pacientes en fases intermedias. Todo de un solo proveedor de confianza.

CAIRE lleva más de 50 años diseñando y ofreciendo las mejores tecnologías y servicios para dar soporte a la terapia de oxígeno.



Más información:

Tel: (+52) 55 6992 8350

[usoxygenbrands.com.mx](http://usoxygenbrands.com.mx)

  @usoxygenbrands

**US OXYGEN**  
*brands*

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto.

\*Duración con la configuración de pulso 1. \*\*Con la configuración de pulso 2

© 2021 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados.

ML-CONC0181-3 A

Los productos CAIRE cuentan con la confianza de pacientes, proveedores, médicos y militares a nivel mundial. Permítanos poner nuestra experiencia a su disposición.

  
**CAIRE**<sup>®</sup>  
*O<sub>2</sub> is what we do.*